



集中治療と麻酔



 Elcam Devices

 Elcam Stopcocks

 Elcam Accessories

集中治療と麻酔

この分野で長年ソリューションを提供してきた経験からElcam Medicalは、クリティカルケアにおける質の高い治療と信頼できるモニタリングの重要性を熟知しています。集中治療と麻酔を扱う医療機器業界のプロフェッショナルとして、デバイスの調達を安心して行うためには、あなたのニーズと問題を理解する献身的なパートナーが必要です。

Elcam Medicalは、Elcam ストップコックブランドを含む、最も幅広い集中治療&麻酔製品領域のサプライヤーです。私たちは、患者様と介護者の安全性を最大化することに重点を置き、日常的に必要とされるデバイスと共に、戦略的かつ革新的なソリューションを提供するために、お客様と共に歩んでいきます。

集中治療・麻酔用 Elcamストップコック

医療用ディスプレイストップコックは、重症患者様を治療するための非常に重要な機器であるため、専門家から調達する必要があります。Elcamの幅広いストップコック製品は、高流量システム、血行動態モニタリング、その他のアプリケーションを含む集中治療と麻酔の要件を満たすよう設計されています。

ストップコックの汚染を最小限に抑え、患者様の安全性を高めるソリューションを提供するために特別に開発されました。



密閉式スワッパブル・ストップコック

スワッパブルルアーアクティベートバルブと一体化したクローズドストップコックは、ストップコック使用中、完全クローズドシステムの維持を可能にし、ストップコック使用時の針刺しによる怪我のリスクを軽減します。



マーベラス™ (MRVLS)

革新的な最小残留量のルアー活性化スワッパブルストップコックは、独自の流路構造を備えたクローズドストップコックです。Marvelous™は、システムを外気にさらす必要がなく、最小残留量を保証しながら、薬剤や残留血液を連続的に洗浄することが可能です。

集中治療・麻酔用 エルカムデバイス

集中治療や麻酔における患者モニタリングは、ミッションクリティカルなアプリケーションです。このアプリケーションのために開発された Elcam の製品は、患者モニタリング中の体液管理に必要な安全性を劇的に向上させたことで、この分野のリーダーに選ばれています。



Sense-IT™ (DIPT) ディスポーザブル一体型圧カトランスデューサー

Elcam の Sense-IT™ (DIPT) は、初めてかつ唯一の完全一体型圧カトランスデューサーです。集中治療室や手術室で必要とされる省スペース性と使いやすさに加え、最高の信頼性と強度を提供します。

Elcam は薄型トランスデューサーとフラッシュデバイスである DIPT コンポーネントを、特殊な用途やさらなるセット組み立て向けに、スタンドアローン製品としても提供しています。




Clear-IT™ 閉鎖式血液サンプリングシステム

Clear-IT™ は、Elcam によって設計された高度なツールです。

2つの採血ニーズへの対応: 採血に伴う血液廃棄物による ICU での貧血及び患者様の血液が大気にさらされることによる感染症。

Clear-IT™ は、廃液回収用のインラインリザーバーと Marvelous™ 独自のハンドル付きストップコックを組み合わせたもので、残量を最小限に抑えながらラインとシリンジチップを洗浄することができます。



セーフポート™ マニホールド

特許を取得したデュアルフローオプションと先進的なサイドポートバルブを備えた独自のマニホールド。

手術中の麻酔導入は非常に膨大な責任を伴い、スキルと集中力が必要になります。

SafePort™ Manifold をソリューションに組み込むことで、手技中の麻酔科医の作業が簡素化されます。

SafePort™ マニホールドは、スワッパブルルアーアクティベートバルブ内蔵のクローズドシステムとしても利用でき、漏れや曝露からの汚染リスクを最小限に抑えることができます。



ドリップチャンバー

輸液や輸血が必要な場合、集中治療や麻酔の幅広い用途に適したドリップチャンバーをご用意しています。

Elcam のドリップチャンバーは、小児用、成人用、輸血用、輸液用など、さまざまな直径やチューブポートがあります。

Elcam Accessories

集中治療・麻酔用

重要な用途の医療機器を調達する際には、信頼できどのような状況においてもサポートしてくれるサプライヤーからの幅広い製品が必要です。

私たちElcamは、コネクター、流体フィルター、クランプなど、幅広い種類のアクセサリーを取り揃えており、サイズや数量にかかわらず、1つの供給元からお求めいただけます。

Elcam Medicalのブランドとして、私たちは製品をお届けするだけでは十分ではないことを理解しています。納期からデザイン変更、生体適合性からチューブ接着プロセス最適化まで、優れたサービスとサポートをお届けする。

これこそが、Elcam Accessories™がこだわる顧客体験レベルです。



Head Office / Manufacturer Elcam Medical

BarAm 1386000,
Israel
Tel: 972 4 698 8120/1
Fax: 972 4 698 0777
sales@elcam.co.il

USA Elcam Medical Inc.

1 University Plaza, Ste. 511
Hackensack, NJ 07601
Tel: +1 201 4571120
Fax: +1 201 4571125
info@elcam-medical.com

Europe Elcam Medical Europe

Via Emilia Romagna 15,
41012 Carpi (Modena) Italy
Tel: +39 059 697710
Fax: +39 059 697705
sales.eu@elcam-medical.com

China Elcam China Office

Room 3309, Jinhai Mansion
No. 89 of Anshun Road,
Shanghai, PRC. Zip: 200051
Tel: +86 21 62829967
Fax: +86 21 62829967
johnliu02@126.com